

Anticorpo Policlonal Anti-Reptin/Ruvbl2 Para Wb, Elisa - Q9Y230

Número do item: CM0013230



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Reptin/RUVBL2 (RUVBL2), validado para WB e ELISA em humanos, ratos e camundongos. Envolvido na remodelação da cromatina, transcrição e reparo de DNA; adequado para estudos de complexos NuA4 e INO80.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Reptin/RUVBL2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptin/RUVBL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10856
GeneID	10856
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-463 do Reptin/RUVBL2 humano (NP_006657.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y230
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo