

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Reptin/Ruvbl2 Para Wb, Elisa - Q9Y230

Número do item: CM0011727



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Reptin/RUVBL2 humano (RUVBL2, TIP48, ECP51). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de remodelação da cromatina, transcrição e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Reptin/RUVBL2 Rabbit mAb
Observações/Alias	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80J; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptin/RUVBL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10856
GeneID	10856
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350-450 de Reptin/RUVBL2 humano (Q9Y230)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9Y230
Peso Proteico	51kDa
Envio	Bolsa de gelo