


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rest/Nrsf Para Wb, Ip, Elisa - Q13127

Número do item: CM0007654



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra REST/NRSF humano (Q13127), validado para WB, IP, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para estudos sobre silenciamento gênico neuronal, remodelação da cromatina e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho REST/NRSF
Observações/Apelido	WT6, XBR, HGF5, NRSF, DFNA27, GINGF5, REST/NRSF
Espécie	Humano
GeneID	5978
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do REST/NRSF humano (Q13127)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q13127
Peso Proteico	122kDa
Envio	Bolsa de Gelo