


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rest/Nrsf Para If/Icc, Elisa - Q13127

Número do item: CM0024564



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o REST/NRSF humano (fator de transcrição de silenciamento RE1). Validado para IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar a regulação gênica neuronal, a manutenção de células-tronco e os mecanismos de doença.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	REST/NRSF pAb de Coelho
Observações/Apelido	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
Espécie	Humano
GeneID	5978
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 760-1060 do REST/NRSF humano (NP_001180437.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13127
Peso da Proteína	122kDa
Envio	Saco de gelo