


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rest/Nrsf Para Wb, Elisa - Q13127

Número do item: CM0024956



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao REST/NRSF, um repressor de genes neuronais, validado para WB e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Essencial para pesquisa em modificação da cromatina e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	REST/NRSF Rabbit pAb
Observações/Apelido	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
Espécie	Humano
ID do Gene	5978
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-130 do REST/NRSF humano (NP_005603.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13127
Peso Molecular da Proteína	122kDa
Envio	Saco de gelo