

Anticorpo Monoclonal Anti-Rev-Erb Beta/Nr1D2 Para Wb, Elisa - Q14995

Número do item: CM0002713



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Rev-erb beta/NR1D2 para WB e ELISA. Detecta Rev-erb beta humano, de rato e de camundongo, um regulador do ritmo circadiano e metabólico. Ideal para pesquisas sobre receptores nucleares e cronobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rev-erb beta/NR1D2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBbeta; Rev-erb beta/NR1D2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9975
GeneID	9975
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-300 do Rev-erb beta/NR1D2 humano (NP_005117.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14995
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo