

## Anticorpo Policlonal Anti-Rev-Erb Beta/Nr1D2 Para Wb, Elisa - Q14995

Número do item: CM0020866



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Rev-erb beta/NR1D2 humano, adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre ritmos circadianos e metabolismo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | pAb de coelho contra Rev-erb beta/NR1D2                                                                                                 |
| Observações/alias   | RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBBeta; Rev-erb beta/NR1D2                                                                              |
| Espécie             | Humana                                                                                                                                  |
| GeneID              | 9975                                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-300 de Rev-erb beta/NR1D2 humano (NP_005117.3) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Reatividade cruzada | Camundongo, rato                                                                                                                        |
| SWISS               | Q14995                                                                                                                                  |
| Peso molecular      | 65 kDa                                                                                                                                  |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                           |