


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rev-Erb α /Nr1D1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P20393

Número do item: CM0002748



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Rev-erb α /NR1D1 humano (P20393). Validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ritmo circadiano e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rev-Erb α /NR1D1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	EAR1; hRev; THRA1; THRAL; ear-1; REVERBA; REVERBalpha; Rev-Erb α /NR1D1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9572
GeneID	9572
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20393
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Bolsa de gelo