


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rexo2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3B8

Número do item: CM0014891



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra REXO2 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da degradação do RNA mitocondrial e da iniciação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	REXO2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RFN; SFN; REX2; CGI-114; REXO2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	25996
GeneID	25996
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-237 do REXO2 humano (NP_056338.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9Y3B8
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo