


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rfc1 Para Wb, If/Icc E Elisa - P35251

Número do item: CM0021212



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RFC1 validado para WB, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a subunidade 1 do fator de replicação C (128 kDa), essencial para o carregamento de PCNA na replicação do DNA - P35251.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho contra RFC1
Observações/alias	A1; RFC; PO-GA; RECC1; CANVAS; MHCBBF; RFC140; RFC1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5981
GeneID	5981
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 400-700 do RFC1 humano (NP_001191676.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P35251
Peso da proteína	128 kDa
Envio	Bolsa de gelo