


Anticorpo Policlonal Anti-Rfc3 Para Wb E Elisa - P40938

Número do item: CM0030061



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RFC3 humano, validado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta RFC3 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Essencial para pesquisas sobre replicação de DNA e carregamento de PCNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RFC3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RFC38, RFC3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5983
GeneID	5983
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do RFC3 humano (NP_002906.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40938
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo