


Anticorpo Policlonal Anti-Rfc4 Para Wb - P35249

Número do item: CM0029890



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-RFC4 é validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA em amostras humanas e de rato, sendo ideal para estudos de replicação de DNA e carregamento de PCNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RFC4 Rabbit pAb
Observações/Alias	A1; RFC37; RFC4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5984
GeneID	5984
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 204-363 da RFC4 humana (NP_002907.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P35249
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo