


Anticorpo Policlonal Anti-Rfc5 Para Wb, Elisa - P40937

Número do item: CM0028513



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao RFC5 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com o RFC5 de camundongo e rato. Adequado para estudos de replicação de DNA e carregamento de PCNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RFC5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RFC36; RFC5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5985
GeneID	5985
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 181-340 do RFC5 humano (NP_031396.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40937
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo