

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rfk Para Wb E Elisa - Q969G6

Número do item: CM0029170



introdução

Anticorpo policlonal de coelho RfK de alta qualidade para aplicações de Western blot e ELISA, adequado para amostras humanas e de camundongo. Validado com imunogênio de proteína recombinante (aa 1-155), detecta riboflavina quinase, uma enzima chave na síntese de FAD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RfK Rabbit pAb
Observações/Apelido	RfK; RfK
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55312
GeneID	55312
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-155 do RfK humano (NP_060809.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q969G6
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo