

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rfpl2 Para Wb, Elisa - 075678

Número do item: CM0017257

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra RFPL2 validado para WB e ELISA. Detecta RFPL2 humano e de rato (proteína de dedo RING 79, 42 kDa), uma proteína de dedo de zinco expressa na próstata e no cérebro. Adequado para pesquisa em biologia urogenital. SWISS: 075678.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RFPL2 Rabbit pAb
Observações/Alias	RNF79; RFPL2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10739
ID do Gene	10739
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 do RFPL2 humano (NP_006596.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	075678
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo