


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rfwd2/Cop1 Para Wb, Elisa - Q8Nhy2

Número do item: CM0017275



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RFWD2/COP1 humano (E3 ubiquitina-proteína ligase), validado para WB e ELISA; tem como alvo os aminoácidos 582-731. Adequado para pesquisas sobre ubiquitinação e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | RFWD2 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Alíás   | FAP78; RFWD2; CFAP78; RNF200                                                                                               |
| Espécie             | Humana                                                                                                                     |
| GeneID              | 64326                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 582-731 da RFWD2 humana (NP_071902.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade cruzada | Humana                                                                                                                     |
| SWISS               | Q8NHY2                                                                                                                     |
| Peso da proteína    | 80 kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                              |