

Anticorpo Policlonal Anti-Rfx2 Para Wb, Elisa - P48378

Número do item: CM0019704

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho RFX2 validado para WB e ELISA. Reconhece o RFX2 humano e de camundongo, um fator de transcrição essencial para a espermatogênese e a ciliogênese. Ideal para estudos de biologia reprodutiva e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	pAb RFX2 de Coelho
Observações/Apelido	RFX2
Espécie	Humana
ID do Gene	5990 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 295-450 do RFX2 humano (NP_000626.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P48378
Peso da Proteína	80 kDa
Envio	Embalagem de gelo