

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rfx3 Para Wb, Elisa - P48380

Número do item: CM0012927

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RFX3 validado para Western blotting e ELISA. Visa o fator de transcrição humano RFX3, um regulador chave da ciliogênese e diferenciação de células das ilhotas pancreáticas. Adequado para pesquisa em desenvolvimento e ciliopatias.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RFX3 Rabbit pAb                                                                                                                                  |
| Observações/Apelido | RFX3                                                                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 5991                                                                                                                                             |
| GeneID              | 5991                                                                                                                                             |
| Imunogênio          | Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 280-430 do RFX3 humano (NP_602304.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                           |
| SWISS               | P48380                                                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 84kDa                                                                                                                                            |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                     |