

Anticorpo Policlonal Anti-Rga1 (Gpa1) Para Wb, Elisa - Q0Dj33

Número do item: CM0022062

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra RGA1 (GPA1) de *Oryza sativa*, adequado para Western blot e ELISA. Validado em arroz, este anticorpo auxilia no estudo da sinalização do crescimento vegetal e das vias de giberelina/brassinosteroide. - Q0DJ33

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RGA1 Rabbit pAb
Observações/alias	D1; GA1; GPA1; RGA1; GP-alpha-1; OJ1005_D04.15
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4338448
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-230 de RGA1 de <i>Oryza sativa</i> (Q0DJ33)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q0DJ33
Peso da proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo