


Anticorpo Monoclonal Anti-Rgap1 Para Wb, Elisa - Q9H0H5

Número do item: CM0003317



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho RGAP1 validado para Western blot (WB) e ELISA. Reconhece o RGAP1 humano (Rac GTPase-activating protein 1), um regulador chave da citocinese. Adequado para pesquisas sobre ciclo celular, câncer e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RGAP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29127
ID do Gene	29127
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do RGAP1 humano (Q9H0H5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H0H5
Peso da Proteína	71 kDa
Envio	Saco com gelo