


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rgap1 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0H5

Número do item: CM0009817



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-RGAP1 (Proteína 1 ativadora de Rac GTPase), validado por KD, para WB, IHC-P e ELISA. Detecta RGAP1 humano, de camundongo e rato (71 kDa). Tem como alvo um regulador chave da citocinese envolvido na divisão celular e na eritropoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RGAP1 Rabbit mAb [Validado por KD]
Observações/Apelidos	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; [KD Validated] RGAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29127
ID do Gene	29127
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 533-632 do RGAP1 humano (NP_037409.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0H5
Peso da Proteína	71kDa
Transporte	Bolsa de gelo