

Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Rgl3 - Rgl3

Número do item: CM0024091

introdução

Anticorpo policlonal direcionado à proteína RGL3 de Arabidopsis thaliana, adequado para Western blot e ELISA. Desenvolvido em coelho contra proteína de fusão recombinante, com reatividade cruzada validada para Arabidopsis thaliana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RGL3 Rabbit pAb
Espécie	Arabidopsis thaliana
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-106 de RGL3 de Arabidopsis thaliana (NP_197251.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Arabidopsis thaliana
Envio	Saco de gelo