

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rgma Para Wb E Elisa - Q96B86

Número do item: CM0003065



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Molécula de Orientação Repulsiva A (RGMA) humana, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em rato. Útil para investigar o desenvolvimento do sistema nervoso, inibição do crescimento de neuritos e vias de sinalização BMP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-RGMA
Observações/Apelido	RGM; RGMA
Espécie	Humano
ID do Gene	56963
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 da RGMA humana (Q96B86).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q96B86
Peso Proteico	49 kDa
Envio	Em saco de gelo