


Anticorpo Policlonal Anti-Rgn Para Wb, Elisa - Q15493

Número do item: CM0027370



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a regucalcina humana (RGN/SMP30). Validado para WB e ELISA, detecta humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de cálcio e gliconolactonase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RGN pAb de Coelho
Observações/Apelido	RC; GNL; SMP30; HEL-S-41; RGN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9104
GeneID	9104
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-299 da RGN humana (NP_004674.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15493
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo