

Anticorpo Policlonais Anti-Rgr Para Wb, Elisa - P47804

Número do item: CM0027041

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RGR humano (receptor acoplado à proteína G do epitélio pigmentar da retina), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a rato. Apoia pesquisas sobre ciclo visual, epitélio pigmentar da retina e isomerização de retinoides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RGR Rabbit pAb
Observações/Alias	RP44; RGR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5995
GeneID	5995
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 156-295 do RGR humano (NP_002912.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P47804
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo