

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rgs10 Para Wb E Elisa - O43665

Número do item: CM0026219



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao RGS10 humano, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato; detecta uma proteína de ~21 kDa. Ideal para pesquisa em sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RGS10 Rabbit pAb
Observações/Alias	RGS10
Espécie	Humano
ID do Gene	6001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-181 do RGS10 humano (NP_001005339.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43665
Peso da Proteína	21 kDa
Transporte	Saco de gelo