

Anticorpo Policlonal Anti-Rgs13 Para Wb, Elisa - 014921

Número do item: CM0017965

introdução

Anticorpo policlonal RGS13 (coelho, validado para WB/ELISA) visa o RGS13 humano (19kDa), um regulador da sinalização de proteínas G. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RGS13 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RGS13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6003
GeneID	6003
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-159 do RGS13 humano (NP_002918.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O14921
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo