


Anticorpo Policlonal Anti-Rgs14 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43566

Número do item: CM0030142



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RGS14 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo uma proteína de 61kDa; ideal para pesquisa de sinalização de RGPC e memória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RGS14 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RGS14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10636
GeneID	10636
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-510 do RGS14 humano (NP_006471.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43566
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco com gelo