


Anticorpo Policlonal Anti-Rgs2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41220

Número do item: CM0020384



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RGS2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisas sobre sinalização da proteína G e regulação da pressão arterial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RGS2 Rabbit pAb
Observações/aliás	G0S8; RGS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5997
GeneID	5997
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-211 da RGS2 humana (NP_002914.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P41220
Peso da proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo