

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rgs20 Para Wb, Elisa - 076081

Número do item: CM0025850

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RGS20 produzido contra RGS20 humano recombinante (aa 1-241). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o regulador de sinalização de proteína G 20, uma proteína ativadora de GTPase seletiva para Gz, envolvida na inibição da transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RGS20 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RGSZ1; ZGAP1; gz-GAP; g(z)GAP; RGS20
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8601
GeneID	8601
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-241 do RGS20 humano (NP_003693.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	076081
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo