

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rgs4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49798

Número do item: CM0022549

introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonal de coelho contra o RGS4 humano (SWISS P49798), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece homólogos de camundongo e rato. Adequado para investigar a sinalização e regulação de RGPC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	pAb de Coelho RGS4
Observações/Apelido	RGP4; SCZD9; RGS4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5999
GeneID	5999
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100 do RGS4 humano (NP_005604.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49798
Peso Proteico	23 kDa
Envio	Saco com gelo