

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rgs5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15539

Número do item: CM0030235



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RGS5 humano (Regulador da sinalização da proteína G 5). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa de sinalização de GPCR e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RGS5 Coelho pAb
Observações/Apêndice	MST092; MST106; MST129; MSTP032; MSTP092; MSTP106; MSTP129; RGS5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8490
ID do Gene	8490
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O15539
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo