

Anticorpo Policlonal Anti-Rgs7 Para Wb E Elisa - P49802

Número do item: CM0025518



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao RGS7 humano (regulador da sinalização da proteína G 7). Validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para investigar cascatas de transdução de sinal mediadas por GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RGS7 Rabbit pAb
Observações/Alíase	RGS7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6000
GeneID	6000
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49802
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo