

Anticorpo Policlonal Anti-Rhbdd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Teb9

Número do item: CM0014363



introdução

RHBDD1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com RHBDD1 humano, de camundongo e de rato, uma protease romboide envolvida na ERAD, apoptose e espermatogênese. Ideal para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RHBDD1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RRP4; RHBDL4; RHBDD1
Espécie	Humano
GeneID	84236
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-315 do RHBDD1 humano (NP_115652.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TEB9
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo