

Anticorpo Policlonal Anti-Rhbdf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Cc6

Número do item: CM0024121

introdução

Anticorpo policlonal Anti-RHBDF1 (coelho) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo a proteína romboide inativa 1 humana (iRhom1), reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização EGFR e transporte proteico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RHBDF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Dist1; hDist1; C16orf8; EGFR-RS; gene-89; gene-90; RHBDF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64285
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-400 do RHBDF1 humano (NP_071895.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96CC6
Peso Molecular da Proteína	97kDa
Envio	Em saco de gelo