


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rheb Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15382

Número do item: CM0018212



introdução

O RheB Rabbit pAb detecta a proteína RheB humana, de camundongo e de rato (~20 kDa) em aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa de sinalização mTOR e crescimento celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RheB Rabbit pAb
Observações/Alias	RHEB2; RheB
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6009
GeneID	6009
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15382
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Bolsa de gelo