


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rhoa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61586

Número do item: CM0013958



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a RhoA (ARHA) para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Essencial para estudar organização do citoesqueleto, migração celular e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-RhoA
Observações/Apelido	ARHA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHOH12; RhoA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	387
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 94-193 da RhoA humana (NP_001655.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P61586
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo