


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rhoa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61586

Número do item: CM0013576



introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-RhoA da CamelBio (P61586) é validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta RhoA (22 kDa) humano, de rato e camundongo, uma pequena GTPase que regula o citoesqueleto e a migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RhoA Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARHA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHOH12; RhoA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	387
GeneID	387
Imunôgeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61586
Peso Proteico	22 kDa
Envio	Em saco de gelo