


Anticorpo Monoclonal Anti-Rhoa/Rhob/Rhoc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Número do item: CM0012061



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RHOA/RHOB/RHOC, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Proteína de 22 kDa – Q16695 / P68431.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra RHOA/RHOB/RHOC
Observações/Alias	ARH9; ARHC; H9; RHOH9; RHOA/RHOB/RHOC
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	387/388/389
ID do gene	389/387/388
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-193 da RHOA/RHOB/RHOC humana (P08134)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q16695/P68431
Peso da proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo