


Anticorpo Policlonal Anti-RhoB Para Wb, Elisa - P62745

Número do item: CM0029618



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RhoB de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta RhoB humano, de rato e de camundongo (~22 kDa). Adequado para pesquisas sobre apoptose, câncer e sinalização celular. - P62745

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RhoB Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARH6; ARHB; RHOH6; MST081; MSTP081; RhoB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	388
ID do Gene	388
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-190 do RhoB humano (NP_004031.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62745
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo