


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-RhoB Para Wb E Elisa - P62745

Número do item: CM0007615



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a RhoB humana. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose, tumorigênese e tráfego celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RhoB Rabbit mAb
Observações/Apelido	ARH6; ARHB; RHOH6; MST081; MSTP081; RhoB
Espécie	Humano
ID do Gene	388
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-150 da RhoB humana (NP_004031.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62745
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo