

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rhobtb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byz6

Número do item: CM0019933

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RHOBTB2 humano (DBC2/p83). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de proliferação celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RHOBTB2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	p83, DBC2, DEE64, EIEE64, RHOBTB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23221
GeneID	23221
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 320-480 do RHOBTB2 humano (NP_001153508.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYZ6
Peso Proteico	83kDa
Envio	Em saco de gelo