

Anticorpo Policlonal Anti-Rhoc Para Wb, If/Icc, Elisa - P08134

Número do item: CM0020657



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RhoC humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece RhoC humano, de camundongo e de rato (~22 kDa). Ideal para pesquisas sobre transdução de sinais e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RhoC Rabbit pAb
Observações/Apelidos	H9; ARH9; ARHC; RHOH9; RhoC
Espécie	Humano
GeneID (humano)	389
GeneID	389
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P08134
Peso da proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo