

Anticorpo Policlonal Anti-Rhod Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000212

Número do item: CM0028433



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RHOD humano (RhoD), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Peso molecular previsto de 23 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RHOD Coelho pAb
Observações/Apelido	Rho; ARHD; RHOM; RHOHP1; RHOD
Espécie	Humano
GeneID (humano)	29984
GeneID	29984
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 101-200 do RHOD humano (NP_055393.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00212
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo