


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rodopsina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08100

Número do item: CM0019980



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Rodopsina validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Direcionado ao fotoreceptor acoplado à proteína G essencial para pesquisa em visão em luz fraca e fototransdução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho contra Rodopsina (pAb)
Observações/Apêndice	RP4; OPN2; CSNBAD1; Rodopsina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6010
GeneID	6010
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200 até o terminal C da Rodopsina humana (NP_000530.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P08100
Peso Proteico	39kDa
Envio	Em saco de gelo