

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rhog Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84095

Número do item: CM0023061



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RHOG validado para Western blot (WB), IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com RHOG humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de sinapse imunológica, migração celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RHOG Rabbit pAb
Observações/Alias	ARHG; RHOG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	391
GeneID	391
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da RHOG humana (NP_001656.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84095
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo