


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rhogap (P190-B) Para Wb, Ip, Elisa - Q13017

Número do item: CM0007667



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a RhoGAP (p190-B, ARHGAP5). Validado para WB, IP, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de Rho GTPase, migração celular e dinâmica do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-RhoGAP de Coelho
Observações/Apelidos	GFI2; p190-B; RhoGAP5; p190BRhoGAP; RhoGAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	394
GeneID	394
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1150-1300 da RhoGAP humana (Q13017)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13017
Peso da Proteína	172 kDa
Transporte	Bolsa de gelo