


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rhogap Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13017

Número do item: CM0025734



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-RhoGAP (Q13017) validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Proteína ativadora de GTPase para a família Rho. Ideal para estudos de sinalização celular e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RhoGAP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GFI2; p190-B; RhoGAP5; p190BRhoGAP; RhoGAP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	394
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1292-1501 da RhoGAP humana (NP_001164.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13017
Peso da Proteína	172kDa
Envio	Bolsa de gelo