

Anticorpo Policlonal Anti-Rhogdi Para Wb, Elisa - P52565

Número do item: CM0014115



introdução

Anticorpo policlonal anti-RhoGDI validado por KO para WB, ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a sinalização das GTPases Rho e a regulação da motilidade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RhoGDI Rabbit pAb [Validado por KO]
Observações/Alias	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	396
ID do Gene	396
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-204 da RhoGDI humana (NP_001172006.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P52565
Peso da Proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo