

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Rhoh Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15669

Número do item: CM0024801

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RHOH humano (RhoH, TTF), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para estudos de sinalização em células hematopoiéticas, desenvolvimento de células T e função de mastócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RHOH Coelho pAb
Observações/Apelido	TTF; ARHH; RHOH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	399
GeneID	399
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-191 do RHOH humano (NP_004301.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15669
Peso Proteico	21kDa
Envio	Em saco de gelo